

SWESEMs specialisttentamensgrupp

Rubrik

Deltentamen - Instruktioner för examinator

2023-04-13

I detta dokument ges specifik information till läkare som erbjuder specialisttentamen i akutsjukvård. För övergripande information om specialisttentamen hänvisas till dokumentet "Övergripande instruktioner." Examinatorer bör även läsa dokumentet "Instruktioner för läkare som examineras" som innehåller specifik information om de olika momenten i deltentamen. Information om hur man bygger thorax-, Seldinger- och ultraljudmodeller finns på SWESEMs hemsida under rubriken [SWESEMs utbildningmaterial](#) under kolumnen Instruktioner.

Tillgång till tentamensmaterial

En specialist i akutsjukvård blir en certifierad examinator efter deltagande i en certifieringskurs som erbjuds av SWESEMs utbildningsutskott. Certifierade examinatorer får tillgång till specialisttentamens material efter att ha skrivit under ett avtal med SWESEM. Syftet med avtalet är att examinatorn förbinder sig till att ansvara för att tentamensmaterialet inte sprids, kopieras eller offentliggörs, utan enkom används i tentamenssituationen. Detta omfattar också materialets checklistor och motiveringar. En lista av certifierade examinatorer finns på SWESEMs hemsida (se dokument "Certifierade examinatorer").

Utrustning

Kontrollera innan examinationen börjar att all nödvändig utrustning är närvarande. Se dokumentet "Utrustningschecklista".

Introduktioner till läkaren som examineras

Följande punkter kan betonas för läkaren innan deltentamen genomförs:

- Detta är en tentamen, inget inlärningsfälle. Vi examinatorer kommer att hålla ett neutralt ansiktsuttryck oavsett vad du gör.
- Det finns ömsesidig sekretess: vi får inte berätta hur det gick för dig, och du får inte berätta om innehållet av fallen.
- Efter varje moment kommer vi be dig att lämna rummet så att vi kan stämma av med hjälp av våra checklistor.
- Alla moment som inte klaras kan tas om. Detta är en "low-stakes" tentamen.

Tider av deltentamensmoment

	Moment 1	Moment 2	Moment 3	Moment 4
DT 1	Larmfall: 10 min	Diffall: 8 + 7 min	EKG 5 min / BG 5 min	LP: 10 min
DT 2	Larmfall: 10 min	Diffall: 8 + 7 min	Färdighet: 10 min	Ultraljud: 7 + 7 min
DT 3	Larmfall: 10 min	Avvik prov: 5 + 5 min	Nervstatus: 5 + 5 min	Psykstatus: 10 min
DT 4	Larmfall: 10 min	Diffall: 8 + 7 min	Förloss/NR: 5 + 5 min	Ögon: 10 min
DT 5	Luftväg: 10 min	Procedur: 4 + 4 min	ÖNH: 10 min	L&K: 10 min
DT 6	Arm: 10 min	Ben/bäcken: 5 + 5 min	Höft: 10 min	Röntgen: 5 + 5 min

- Timern startas efter att läkaren som examineras har fått introduktionen till fallet eller färdigheten.
- Vid fallen där läkaren behöver räkna läkemedelsdoser för barn (WETBAG) får läkaren 1-2 minuter för detta **innan** timern startas.