

# SWESEMs specialisttentamensgrupp

Rubrik

## Deltentamen - Instruktioner för examinator

2025-01-17

I detta dokument ges specifik information till läkare som erbjuder specialisttentamen i akutsjukvård. För övergripande information om specialisttentamen hänvisas till dokumentet "Övergripande instruktioner." Examinatorer bör även läsa dokumentet "Instruktioner för läkare som examineras" som innehåller specifik information om de olika momenten. Information om hur man bygger modeller som behövs finns på SWESEMs hemsida/[SWESEMs utbildningmaterial](#)/Instruktioner.

### Tillgång till tentamensmaterial

Certifierade examinatorer får tillgång till specialisttentamens material efter att ha skrivit under ett avtal med SWESEM. Syftet med avtalet är att examinatorn förbinder sig till att ansvara för att tentamensmaterialet inte sprids, kopieras eller offentliggörs, utan enkom används i tentamenssituationen. Detta omfattar också materialets checklistor och motiveringar. En lista av certifierade examinatorer finns på SWESEMs hemsida (se dokument "Certifierade examinatorer").

### Utrustning och ID-kontroll

Kontrollera innan examinationen börjar att all nödvändig utrustning är närvarande. Se dokumentet "Utrustningschecklista". Kontrollera läkarens ID.

### Introduktioner till läkaren som examineras

Följande punkter kan betonas för läkaren innan deltentamen genomförs:

- Detta är en tentamen, inget inlärningsfälle. Vi examinatorer kommer att hålla ett neutralt ansiktsuttryck oavsett vad du gör.
- Det finns ömsesidig sekretess: vi får inte berätta hur det gick för dig, och du får inte berätta om innehållet av fallen.
- Efter varje moment kommer vi be dig att lämna rummet så att vi kan stämma av med hjälp av våra checklistor.
- Alla moment som inte klaras kan tas om. Detta är en "low-stakes" tentamen.

### Tider av deltentamensmoment

	Moment 1	Moment 2	Moment 3	Moment 4
<b>DT 1</b>	Larmfall: 10 min	Diffall: <b>8 + 7</b> min	EKG: <b>5</b> min / BG: <b>5</b> min	LP: <b>10</b> min
<b>DT 2</b>	Larmfall: 10 min	Diffall: <b>8 + 7</b> min	Färdighet: <b>10</b> min	Ultraljud: <b>7 + 7</b> min
<b>DT 3</b>	Larmfall: 10 min	Avvik prov: <b>5 + 5</b> min	Nervstatus: <b>10</b> min	Psykstatus: <b>10</b> min
<b>DT 4</b>	Larmfall: 10 min	Diffall: <b>8 + 7</b> min	Förloss/NR: <b>10</b> min	Ögon: <b>10</b> min
<b>DT 5</b>	Luftväg: 10 min	Procedur: <b>10</b> min	Färdighet: <b>10</b> min	L&K: <b>10</b> min
<b>DT 6</b>	Arm: 10 min	Ben/bäcken: <b>5 + 5</b> min	Höft: <b>10</b> min	Röntgen: <b>5 + 5</b> min

- Timern startas efter att läkaren som examineras har fått introduktionen till fallet eller färdigheten.
- Vid fallen där läkaren behöver räkna läkemedelsdoser för barn (WETBAG) får läkaren 1-2 minuter för detta **innan** timern startas.